

PI2124

过氧化氢 (H₂O₂) 气体浓度分析仪

用于灭菌与生物净化过程的连续监测

PICARRO



避免敏感药品发生氧化!

- 可实现对 ppb 级浓度过氧化氢的连续监测
- 内置软件确保符合电子记录相关法规要求
- 通风过程实时监测
- 维护频次低，无需湿化学试剂及耗材

Picarro PI2124 气体浓度分析仪可实现过氧化氢残留浓度的超低检测，在隔离器 GMP 药品生产场景中，能有效避免药品氧化并保障药物稳定性。采用汽化过氧化氢 (VHP) 进行生产环境灭菌是行业标准工艺。尽管 VHP 技术在性能与安全性方面优势显著，但其残留的过氧化氢极易造成药品氧化。生物制品对此尤为敏感，即使暴露于 ppb 级低浓度过氧化氢环境中，也常出现明显的氧化现象。

Picarro PI2124 分析仪可对过氧化氢浓度进行连续监测，检测限低至 3 ppb，测量精度优于 1 ppb。该分析仪针对 GMP 应用场景完成专项优化，安装与运

行确认流程简便高效，使用市售代理气体即可完成验证。PI2124 内置软件专为满足 21 CFR Part 11 合规要求设计，对电子记录设计，对电子记录、时间戳及审计追踪实施严格管控。结合详尽的验证报告、软件与系统文件，PI2124 提供全面且管控严格的数据管理软件，符合制药及商业化生产相关法规要求。

PI2124 分析仪操作简便且经济高效，无需湿化学试剂及耗材。采用 Picarro 专利光腔衰荡光谱技术 (CRDS)，设备无运动部件，并集成波长监测功能，具备长期稳定性与可靠性，校准与维护频次极低。

Picarro PI2124 性能规格	参数**
精度 (1 σ , 10 秒平均)	< 3 ppb + 读数的 0.1%
精度 (1 σ , 300 秒平均)	< 1 ppb + 读数的 0.1%
检测下限 (3 σ , 300 秒平均)	< 3.0 ppb
零点漂移* (72 小时)	± 2.5 ppb
零点漂移 (1 个月)	-5 ppb/+10 ppb
准确度	$\pm 5\%$ 读数
测量范围	0–100 ppm
测量间隔	~10 秒
响应时间 (上升/下降时间 10–90% / 90–10%)	< 1 分钟

* Picarro 分析仪无需使用零气或零气模块来运行或满足规格要求。

** 每台订购的分析仪都会提供技术规格和仪器特定的测试报告 (合格证书)。

Picarro PI2124 系统规格

测量技术	光腔衰荡光谱技术
测量池温度控制	±0.005°C
测量池压强控制	±0.0002 大气压
样品温度	-10 至 45°C
样品流速	在 760 Torr 情况下, < 1 标准升每分钟; 无需过滤器
样品压强	300 至 1000 托 (40 至 133 kPa)
样品湿度	在 40°C 条件下, 相对湿度 < 99% 且无凝结, 无需对气体进行干燥
环境温度	10 至 35°C (运行) -10 至 50°C (贮存)
环境湿度	相对湿度 < 99%, 无凝结
其他可测量气体	H ₂ O、CH ₄
配件	泵 (外置, 随附)、键盘和鼠标 (随附)、LCD 监视器 (选配)
通信接口	RS-232、以太网、USB、4–20 mA 模拟信号、Modbus
接口	1/4" Swagelok® PFA 接口
尺寸	包括支脚时为: 宽 43.2 × 高 17.9 × 深 53.3 厘米 (17 × 8.38 × 21 英寸) 不含外置泵模块: 该泵模块尺寸为 宽 19 × 高 10.2 × 深 28 厘米 (7.5 × 4 × 11 英寸)
重量	33.2 kg (73 磅), 包括泵
电源要求	100–240 伏交流电、50/60 Hz (自动识别电压)。启动功耗 < 260 W (总功率): 稳态时为 110 瓦 (分析仪)、稳态时为 35 瓦 (泵)
认证	CE 标志、CDRH
系统认证	包括用于分析仪验证的软件向导, 采用 CH ₄ 作为标准代理气体

软件 and 用户账户管理

功能	未登陆	登陆	操作者	技术员	管理员
配置菜单/设置 (需要另外登录才可访问验证或用户管理)		✓			✓
视图数据查看器	✓		✓	✓	✓
更改显示数据		✓	✓	✓	✓
退出测量			✓	✓	✓
配置 4 - 20 mA 输出		✓			
H ₂ O ₂ 验证				✓	✓
更改显示数据 (完全访问权限)					✓
用户管理					✓

PI2124 验证报告

Picarro PI2124 Validation Report				
Operated by:	(username: admin)			
Start Time:	2025-11-04 09:45:10 (GMT+800)			
Signed by:	(username: admin)			
Signature Time:	2025-11-04 10:24:18 (GMT+800)			
Summary				
	Acceptance criteria	Result	Status	
Zero H ₂ O ₂	>5ppb and < 10ppb	-1.556 ppb	Pass	
CH ₄ slope	> 0.95 and < 1.05	0.999746	Pass	
CH ₄ deviation	< 5%	0.343722%	Pass	
Details				
Step	Zero Air	Calibrant 1	Calibrant 2	Calibrant 3
Gas Source	cylinder1	cylinder2	cylinder3	cylinder4
Nominal CH ₄ (ppm)	0.0±0.0%	7.056±0.9%	50.88±0.9%	100.4±0.8%
Observed average CH ₄ (ppm)	0.011	7.080	50.822	100.404
CH ₄ SD (ppm)	0.0634	0.0618	0.0643	0.0918
CH ₄ deviation (%)	N/A	0.344	0.115	0.004
Observed H ₂ O ₂ (ppb)	-1.556	-0.461	-1.205	-2.105
Observed H ₂ O (%)	0.001	0.002	0.000	0.000
CH ₄ slope:	0.999746	CH ₄ R ² :	0.999999	
CH ₄ intercept (ppm):	-0.005	Zero air CH ₄ (ppm):	0.011	
H ₂ O ₂ equivalent (ppb):	-0.07	H ₂ O ₂ measured zero (ppb):	-1.556	

PICARRO

© 2026 PICARRO, INC.
41-0099 Rev. B
LIT 代码: 260526

北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 905 室 | 400-048-8082 | china_sales@picarro.com | picarro.cn