

温室气体分析仪

型号	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	H ₂ O	NH ₃	CO	O ₂
G2301	X	X		X			
G2311-f	X	X		X			
G2401	X	X		X		X	
G2401-m	X	X		X		X	
G2508	X	X	X	X	s		X
G2509	X	X	X	X	X		
PI5310			X	X		X	

痕量气体分析仪

型号	CO ₂	CH ₄	H ₂ O	NH ₃	H ₂ CO	H ₂ O ₂	H ₂ S	HCl	HF	O ₂
G2204		X	X				X			
G2307		s,sur	X		X					
PI2103	s,sur		X	X						
PI2114		s,sur	X			X				
SI2104			X				X			
SI2108		s,sur	X					X		
SI2205			X						X	s,sur

稳定同位素分析仪

型号	CO ₂		CH ₄		C ₂ H ₆	H ₂ O				O ₂
	[CO ₂]	δ ¹³ C	[CH ₄]	δ ¹³ C	[C ₂ H ₆]	[H ₂ O]	δ ² H	δ ¹⁸ O	δ ¹⁷ O	δ ¹⁸ O
G2131-i	X	X	X			X				
G2201-i	X	X	X	X		X				
G2210-i	X		X	X	X	X				
L2130-i			s			X	X	X		
L2140-i			s			X	X	X	X	
G2207-i						X				X

X 表示主要测量，s 表示辅助测量。
sur 表示为验证仪器性能而使用的验证气体，其作为客户的测量目标有用与否则取决于精度要求。
所有仪器均可进行水汽测量，以便进行校正。